


TESLA^{DUO}

MRT KOMBIMONITOR

SpO₂ UND NIBP FÜR DEN EINSATZ IM MRT



mipm.com

FLEXIBEL
LEICHT BEDIENBAR
PRÄZISE



TESLA^{DUO}

SpO₂ UND NIBP FÜR DEN EINSATZ IM MRT

INTEGRIERTE LÖSUNG MRT PULSOXIMETER UND MRT TAUGLICHER BLUTDRUCK MONITOR

BESONDERHEITEN

- + Überwachung der arteriellen Sauerstoffsättigung
- + Überwachung des nicht-invasiven Blutdrucks
- + Zugelassen für eine Magnetfeldstärke von 3T
- + MRT Monitor in 3 Varianten:
 - + Pulsoxymetrie (SpO₂)
 - + Nicht invasive Blutdruckmessung (NIBP)
 - + Pulsoxymetrie (SpO₂) und nicht invasive Blutdruckmessung (NIBP)
- + 7" Touchscreen mit einer Auflösung von 800x480
- + Integriertes Netzteil
- + Batteriebetrieb für 6,5 Stunden
- + Drahtloser SpO₂ Sensor:
 - + Einfach am Patienten zu befestigen
 - + Größtmögliche Flexibilität bei der Platzierung

DISPLAY

Die Bedienung des Tesla^{DUO} erfolgt einfach über das farbige 7 Zoll Touch Display. Sie haben die Möglichkeit die SpO₂ Sättigungskurve darzustellen, oder das Display auf reine Zahlenanzeige umzustellen.


- + Integrierter Trendspeicher
- + USB Schnittstelle
- + 6 verschiedene NIBP Intervalle
- + Infrarot Fernbedienung aus dem Kontrollraum
- + Optische und akustische Alarme
- + Optionale Gating Schnittstelle*

* Nur für Siemens Scanner

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATIONEN
HÖHE	15,5 cm
BREITE	30,5 cm
TIEFE	14,10 cm
VERFÜGBARE PARAMETER	SpO ₂ NIBP

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.



DRAHTLOS TECHNOLOGIE

SpO₂ Überwachung Sensor




- + 1 Sensor für Erwachsene, Kinder und Neugeborene
- + 8 Std. Akkulaufzeit

Soft Touch Finger Adapter

- + Leicht wechselbar – robust
- + Leicht zu reinigen
- + Latexfrei



Die Parameter Menüs sind schnell über den Touch Screen anzuwählen und intuitiv zu bedienen.



MIPM MAMMENDORFER INSTITUT FÜR PHYSIK UND MEDIZIN GMBH
OSKAR-VON-MILLER STRASSE 6-7 82291 MAMMENDORF, GERMANY
TEL. +49 (0)8145 9209 0 FAX +49 (0)8145 9209 33 SALES@MIPM.COM

mipm.com

